

B - Terapia Revitalizante da Pele Seca, Ressecada, Desidratada e Desvitalizada



Produtos que complementam a limpeza da face e do corpo hidratando e nutrindo as partes mais ressecadas. Suas fórmulas são leves, delicadas e contém bioativos específicos para limpeza, tonificação e hidratação, que melhoram a aparência da pele e as deixa naturalmente sedosas, saudáveis e protegidas do ressecamento.

Sequência da Terapia

- 1- **Assepsia / Profissional Terapeuta:** aplique o GEL ULTRA HIGIENIZANTE - FLOASSEP (Cód. 635), em suas mãos e braços previamente limpos, antes de começar a terapia. Aplique também nas mãos, braços do cliente e na maca onde será feita a terapia;
- 2- **Limpeza Higienizante Natural:** aplique o SABONETE BIOHIDRATANTE - FLOHIDRA (Cód. P601) e enxágüe;
- 3- **Gomagem Esfoliante:** misture em uma Cubeta, a quantidade suficiente para uma aplicação, uma parte de GEL ESFOLIANTE NATURAL - FLOASSEP (Cód. P630) com uma parte de MÁSCARA PLÁSTICA TENSORA - FLOTOX (Cód. P604), deixe agir por 05 minutos e retire em forma de rolinhos;
- 4- **Tonificar:** aplique a LOÇÃO TÔNICA BIOHIDRATANTE - FLOHIDRA (Cód. P624);
- 5- **Emoliência:** (se a pele estiver com acne) sobrepor compressa de gase fina embebido em GEL EMOLIENTE - FLOSKIN (Cód. P615), coloque no vapor por 10 minutos;
- 6- **Extração:** de forma delicada extrair as pústulas e comedões;
- 7- **Tonificação Calmante:** aplique a LOÇÃO TÔNICA BIOHIDRATANTE - FLOHIDRA (Cód. P624) e aplicar alta frequência de 3 a 5 minutos;
- 8- **Hidratação Instantânea:** aplique o IONTO BIOHIDRATANTE - FLOSKIN (Cód. P614) em toda a face, pescoço e colo. Ionizar por 4 minutos na polaridade positiva e 4 minutos na polaridade negativa. Para uso manual faça pinçamento de jaquê por 5 minutos;
- 9- **Massagem Revitalizante:** aplique o COMPLEXO BIOHIDRATANTE - FLOHIDRA (Cód. P619) na face, pescoço e colo, executando manobras de massagem até completa absorção;
- 10- **Proteção Solar:** aplique o FLOBLOQUE - GEL FOTOPROTETOR FACIAL OIL FREE FPS 20 - FLOBLOQUE (cód. P700), caso cliente venha se expor ao sol ou luz fluorescente.

B - KIT TERAPIA REVITALIZANTE DA PELE SECA, RESSECADA, DESIDRATADA E DESVITALIZADA			PRESCRIÇÃO COSMÉTICA (MANUTENÇÃO CLIENTE):		
635	350g c/ válvula	R\$ 39,90	601	240ml	R\$ 37,00
P601	480ml c/ válvula	R\$ 49,50	630	160g	R\$ 29,90
P630	500g	R\$ 63,00	624	200ml	R\$ 32,50
P604	500g	R\$ 67,00	619	160ml	R\$ 33,00
P624	500ml c/ válvula	R\$ 54,50	700	45g	R\$ 46,00
P615	500g	R\$ 49,00	TOTAL = R\$ 178,40		
P614	350ml c/ válvula	R\$ 49,00			
P619	300g	R\$ 52,00			
P700	150g	R\$ 74,00			
Total: R\$ 497,90					

Este kit apresenta custo-benefício com qualidade e excelente rendimento, proporcionando em média 110 aplicações.

* Sugestão de preços em vigor a partir de julho/11. Sujeito a alterações de preços sem aviso prévio. A Floervas reserva a você o direito de revender os produtos por preços conforme sua conveniência.